
Taller 1

Juan Barbosa - 201325901

1. Medición de la velocidad de filamentos de actina en glidding assay

Para realizar la medición se cargaron los datos usando:

- 1. File > Open
- 2. Analyze > Set Scale $(200~\mu\mathrm{m}\longrightarrow512~\mathrm{px})$
- 3. Image > Properties (dt = 0.14)
- 4. Plugins > MTrackJ
 - (a) Add (Track 1)
 - (b) Add (Track 2)
 - (c) Add (Track 3)
 - (d) Add (Track 4)
 - (e) Add (Track 5)
 - (f) Measure




Min v [m/sec]	Max v [m/sec]	Mean v [m/sec]	SD v [m/sec]
5.752	51.694	16.129	12.505
2.539	16.066	8.766	3.813
2.325	9.522	4.725	1.598
2.014	19.643	7.316	3.648
2.294	16.211	7.923	2.804

2. Conteo de núcleos

El conteo se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1. File > Open
- 2. Image > Type > 8-bit
- $3. \ {\tt Image > Adjust > Threshold} \ (0, \, 45) \\$
- 4. Process > Find Edges
- 5. Analyze > Analyze Particles




Para automatizar este proceso se propone grabar la secuencia antes descrita usando macros.


```
run("8-bit");
setAutoThreshold("Default");
//run("Threshold...");
//setThreshold(0, 45);
setOption("BlackBackground", false);
run("Convert_to_Mask");
run("Close");
run("Find_Edges");
run("Analyze_Particles...", "__circularity=0.00-1.00_clear_summarize_in_situ");
```

3. Reconstrucción y tratamiento de imágenes 3D

Orthogonal views Produce tres gráficas, la principal contiene los ejes XY, la inferior XZ y la derecha ZY. Lo anterior ver un punto definido en las tres dimensiones en los planos antes mencionados.



 ${f Z}$ project Reduce las dimensiones de la imagen, se deja de tener un arreglo de varias imágenes a varias alturas por una sola en z=0. La información con la que se construye esta proyección se puede variar, es posible tener encuenta todas las imagenes o solo unas cuantas. Además se debe especificar la operación a realizar sobre las imágenes: tomar el promedio de intensidades, máximo o mínimo, suma, y desviación.



4. Problema abierto